



*Reju™*

**Mode d'emploi**  
**Gebruiksaanwijzing**  
**Gebrauchsanweisung**



## Traitement avec Silk'n Reju pour la première fois

**La peau doit être, propre, sèche et libre de toute sorte de poudre, gel ou crème.**

- Enlever l'applicateur du Reju de son support sur l'unité de base.
- Appuyer sur l'interrupteur de mise en marche/arrêt.  
Le voyant vert indiquant prêt/ de traitement I commencera à clignoter, clignoter, pour rester illuminé continuellement peu de temps après.
- Votre Reju est prêt à commencer le traitement.
- Placer la surface de traitement sur la peau. La lumière de la DEL s'activera automatiquement.
- Appliquez une légère pression tout en déplaçant l'applicateur de votre Reju en faisant des petits mouvements circulaires. La température de la surface de traitement augmentera lentement.
- Exécuter le traitement pendant 5 à 7 minutes sur chaque zone.
- Il est recommandé d'appliquer une petite quantité de crème hydratante sur les zones de peau traitée après chaque session et de les masser délicatement en faisant des mouvements circulaires.



# Table des matières

<b>Avant de commencer.....</b>	<b>2</b>
Qu'est-ce que Silk'n Reju?.....	2
Description de Silk'n Reju.....	2
Contenu du packaging.....	3
<b>Sécurité d'emploi de Silk'n Reju.....</b>	<b>3</b>
Quand faut-il éviter d'utiliser Silk'n Reju ?.....	3
Limiter les risques d'accident.....	3
Effets secondaires possibles suite à l'utilisation de Reju.....	4
Protection de votre appareil Silk'n Reju.....	4
Traitement de la peau à la Reju.....	5
Avantages de Silk'n Reju.....	5
Zones du visage traitées par Silk'n Reju.....	5
<b>Premiers pas avec Silk'n Reju.....</b>	<b>5</b>
Démarrage de l'appareil Silk'n Reju.....	5
Chargement de la batterie de Silk'n Reju.....	5
Planifiez votre traitement Silk'n Reju pour obtenir les meilleurs résultats.....	6
Premier traitement avec Silk'n Reju.....	6
À quoi doit-on s'attendre lors du traitement avec Silk'n Reju ?.....	7
Après le traitement avec Silk'n Reju.....	7
<b>Maintenance de Silk'n Reju.....</b>	<b>8</b>
Nettoyage de Silk'n Reju.....	8
Stockage.....	8
Protection de l'environnement.....	8
Retrait des batteries rechargeables.....	8
<b>Dépannage.....</b>	<b>9</b>
<b>Service à la clientèle.....</b>	<b>10</b>
<b>Caractéristiques techniques.....</b>	<b>11</b>
<b>Étiquetage.....</b>	<b>34</b>
<b>Dutch.....</b>	<b>12</b>
<b>Deutsch.....</b>	<b>22</b>

## Avant de commencer

Veuillez lire ce manuel entièrement avant d'utiliser Silk'n Reju pour la première fois. Prêtez une attention particulière aux articles traitant des procédures d'utilisation de l'appareil, du fonctionnement de l'appareil, et des procédures à suivre après usage.


### Qu'est-ce que Silk'n Reju?

Silk'n Reju est un appareil portatif composé de diodes électroluminescentes (DEL) ayant reçu l'approbation de la FDA pour les soins du visage (traitement des rides périorbitaires), la réduction de la taille des pores et l'amélioration temporaire de la peau. La lumière émise par Silk'n Reju stimule les tissus en profondeur et permet le rajeunissement du visage. Les zones habituelles traitement avec Silk'n Reju™ sont : le cou, les joues, le front, et le contour des yeux.

### Description de Silk'n Reju

Le dispositif Silk'n Reju est constitué d'une **unité de base**, d'un **applicateur** et d'un **adaptateur**. L'**applicateur** de Silk'n Reju est un dispositif portatif composé d'une **surface de traitement** à l'extrémité de l'applicateur, d'un interrupteur de **mise en marche/arrêt** et d'un **tableau indicateur**.

L'**unité de base** de Silk'n Reju sert à charger les batteries de l'**applicateur**.



A	Surface de traitement.	G	Fiche
B	Interrupteur de mise en marche/arrêt	H	Socle de l'unité de base
C	Tableau indicateur	I	Prêt/Traitement – voyant vert de mise en marche/arrêt
D	Applicateur	J	Erreur système - voyant jaune
E	Unité de base	K	Chargement des batteries - voyant orange
F	Adaptateur	L	Batterie chargée - voyant vert

### Contenu du packaging

Le packaging de Silk'n Reju™ contient les composants suivants :

- L'unité de base et l'applicateur du Reju
- L'adaptateur
- Un pot de crème à appliquer après le traitement
- Le manuel d'utilisation

## Sécurité d'emploi de Silk'n Reju

Pour protéger votre peau, un capteur de température est intégré dans la surface de traitement de Silk'n Reju. Ce capteur veille à ce que la température de la surface de la peau ne dépasse pas les 41 °C/ 106 °F.

### Quand faut-il éviter d'utiliser Silk'n Reju ?

Certains problèmes peuvent empêcher temporairement l'utilisation de Silk'n Reju. N'UTILISEZ PAS Silk'n Reju si dans les cas suivants :

- Vous avez des taches brun foncé ou noires (taches de rousseur, taches de naissance, grains de beauté ou verrues) sur la zone à traiter.
- Vous avez de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections par exemple les boutons de fièvre sur la zone à traiter. Attendez que la zone affectée guérisse avant d'utiliser Silk'n Reju.
- Vous avez des problèmes de la peau causées par le diabète ou d'autres maladies systémiques ou métaboliques.
- Vous êtes actuellement (ou avez récemment) été traité avec des acides a-hydroxylés (AHA), des acides a-hydroxylés (BHA), du Retin-A®, des rétinoïdes topiques ou de l'acide azélaïque.
- Vous avez été traité avec de l'Accutane® (isotrétinoïne) durant les six derniers mois.
- Vous avez suivi un régime de stéroïdes pendant les trois derniers mois.
- Vous avez des antécédents de poussées d'herpès sur la zone de traitement (sauf si vous avez consulté votre médecin et reçu un traitement préventif avant d'utiliser Silk'n Reju).

### Limiter les risques d'accident

- Conserver Silk'n Reju hors de la portée des enfants.
- Conserver Silk'n Reju hors de la portée des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.



- Conserver Silk'n Reju loin de l'eau !
- Ne pas utiliser ou stocker Silk'n Reju dans un environnement humide (près d'une douche ou d'une baignoire par exemple) !
- Conserver l'appareil et son adaptateur au sec !
- Ne pas utiliser Silk'n Reju si l'adaptateur ou l'apporteur sont endommagés !
- Si l'adaptateur est endommagé, veuillez à le remplacer par une pièce fabriquée par Home Skinovations !
- L'adaptateur contient un transformateur dédié. Ne jamais remplacer l'adaptateur par une autre prise !

**Si vous n'êtes pas sûr que vous pouvez utiliser Reju en toute sécurité, veuillez consulter votre médecin ou votre dermatologue.**

### **Effets secondaires possibles suite à l'utilisation Reju**

Lorsque Silk'n Reju est utilisé selon les instructions, les effets secondaires et les complications sont rares. Toutefois, tous les soins cosmétiques, y compris ceux qui sont conçus pour un usage domestique, impliquent un certain degré de risque. Par conséquent, il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent se produire avec les appareils électriques à usage domestique.

Les traitements avec Silk'n Reju sont généralement très bien tolérés. La plupart des utilisateurs ressentent une chaleur modérée générée par l'appareil durant l'utilisation, sans aucune gêne supplémentaire.

#### **• Irritations épidermiques mineures**

Votre peau peut être un peu irritée après l'utilisation de Silk'n Reju. Il s'agit d'un phénomène caractéristique qui est transitoire. Veuillez consulter un médecin ou un dermatologue si l'irritation ne disparaît pas au bout de trois jours.

#### **• Rougeurs de la peau**

Votre peau peut rougir un peu après l'utilisation de Reju. Cela devrait disparaître, quelques heures après le traitement.

Après le traitement, il est recommandé d'appliquer une petite quantité de la crème Silk'n Reju.

### **Protection de votre appareil Silk'n Reju**

- Stocker l'appareil dans un endroit propre qui ne contient pas de poussière.
- Ne pas ouvrir les orifices de ventilation pendant l'utilisation.
- Ne jamais secouer ou faire tomber Silk'n Reju ou le soumettre à des chocs sévères.
- Silk'n Reju est sensible à la température ambiante pendant l'utilisation.  
Ne pas exposer Reju à des températures ambiantes inférieures à 15 °C/59 °F ou supérieures à 35 °C/95 °F durant l'utilisation.
- Silk'n Reju ne tolère pas des changements extrêmes de température.
- Éviter de l'utiliser pendant environ 3 heures lorsque l'appareil est déplacé d'un environnement froid (température inférieure à 10 °C/50 °F) à un environnement chaud.
- Ne pas exposer Silk'n Reju directement au soleil ou à des rayons UV pendant une longue période.
- Silk'n Reju est conçu pour un usage occasionnelle à domicile (et non pas pour un usage commercial ou professionnel fréquent). Éviter de tels usages fréquents..
- Éviter de couvrir Silk'n Reju et son adaptateur pendant le chargement.

## Traitement de la peau à la Reju

### Avantages de Silk'n Reju

Si vous suivez correctement les directives, l'appareil Silk'n Reju permet de réduire les ridules du visage, diminuer la taille des pores et vous donne l'air plus jeune.

Vous obtiendrez les meilleurs résultats de 3 à 7 semaines après la fin du traitement recommandé.

### Zones du visage traitées par Silk'n Reju

Les zones traitées généralement par Silk'n Reju sont : les joues, le front, et le contour des yeux.



## Premiers pas avec Silk'n Reju

### Démarrage de l'appareil Silk'n Reju

1. Retirer l'unité de base, l'adaptateur, l'applicateur et les autres composants de Silk'n Reju.
2. Charger la batterie avant la première utilisation de Silk'n Reju. Le chargement des batteries peut prendre jusqu'à 6 heures.

### Chargement de la batterie de Silk'n Reju


- Insérer l'applicateur dans le support de l'unité de base de Reju.
- Brancher la fiche de l'adaptateur dans le socle de l'unité de base.
- Brancher l'adaptateur sur une prise de courant électrique. Un voyant orange indiquant le chargement des batteries (K) s'allume pour indiquer que Silk'n Reju est en cours de chargement.

### Attention !

Ne jamais couvrir Silk'n Reju et son adaptateur pendant le chargement !

### Remarque :

Silk'n Reju ne peut pas être utilisé pendant le chargement des batteries.



- Lorsque le voyant orange du chargement des batteries (K) s'éteint et que le voyant de fin de chargement des batteries (L) s'allume,  **votre appareil Silk'n Reju est entièrement chargé et entièrement à être utilisé.**

(Un nouveau chargement est nécessaire lorsque le voyant de chargement des batteries (K) s'allume à nouveau)

### **Planifiez votre traitement Silk'n Reju pour obtenir les meilleurs résultats**

L'efficacité des résultats varie d'une personne à l'autre et selon la fréquence d'utilisation. Certaines personnes peuvent avoir des résultats plus tôt que d'autres.

Une séance Reju dure généralement de 15 à 20 minutes pendant laquelle vous devez faire glisser en douceur et lentement l'applicateur Reju sur la zone de traitement. Durant ce soin, vous sentirez une chaleur agréable pénétrer profondément dans votre peau.

**Programme de traitement initial avec Silk'n Reju :** Durant le premier mois (4 semaines) ; le traitement doit être effectué 3 fois par semaine pendant 15 à 20 minutes chaque fois.

### **Fréquence d'utilisation de Silk'n Reju pendant le traitement d'entretien :**

Utilisez Silk'n Reju une fois par semaine pendant 15 à 20 minutes.

### **Premier traitement avec Silk'n Reju**

La peau doit être, **propre, sèche** et **sans aucune** poudre, gel ou crème.

- Retirer l'applicateur du Reju de son support sur l'unité de base.
- Appuyer sur l'interrupteur de mise en marche/arrêt. Le voyant vert prêt/mode de traitement I commencera à clignoter et ensuite il reste allumé.  
L'appareil Reju est prêt à commencer le traitement.
- Placer la surface de traitement sur la peau. La lumière de la DEL s'active automatiquement.
- Exercer une légère pression tout en déplaçant lentement l'applicateur Reju en faisant des petits mouvements circulaires. La température de la surface de traitement augmentera lentement.
- Faire traitement pendant 5 à 7 minutes sur chaque zone.
- Il est recommandé d'appliquer une petite quantité de crème hydratante sur les zones de peau traitées après chaque session et de les masser délicatement en faisant des mouvements circulaires.





### À quoi doit-on s'attendre lors du traitement avec Silk'n Reju ?

Durant une session Silk'n Reju, il est normal de ressentir ou de constater :

- **Une sensation de chaleur** – Durant la session Silk'n Reju vous pouvez éprouver une légère sensation de chaleur. Ceci est normal et cette sensation doit disparaître après la session au maximum une heure plus tard..
- **Une légère rougeur** – Après chaque session Silk'n Reju vous pouvez constater une légère rougeur de la peau (érythème léger) sur la zone traitée. Ceci est normal et devrait disparaître après une heure ou deux.

**Vous obtiendrez les meilleurs résultats** de 3 à 7 semaines après la **fin** du traitement recommandé.

### Après le traitement avec Silk'n Reju

- Lorsque la séance est terminée, éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur de mise en marche/arrêt.
- Il est recommandé de nettoyer votre appareil Reju après chaque séance, spécialement l'extrémité de l'applicateur (voir la section : « Nettoyage de Reju »).
- Placer l'applicateur sur le support de l'unité de base de Reju pour recharger les batteries (voir la section : « Chargement des batteries du Silk'n Reju »).

## Maintenance de Silk'n Reju

### Nettoyage de Silk'n Reju

Il est recommandé de nettoyer votre appareil Silk'n Reju après chaque session :

- Éteindre Silk'n Reju en appuyant sur l'interrupteur de mise en marche/arrêt.
- Débrancher Silk'n Reju de la prise de courant.
- Laisser sa surface de traitement refroidir :



- Utiliser un chiffon sec et propre et un nettoyant spécialement conçu pour les équipements électroniques pour essuyer délicatement l'appareil et surtout sa surface de traitement.



- Ne jamais plonger Silk'n Reju ou l'un de ses composants dans l'eau !
- Ne jamais laver le Reju ou n'importe lequel de ces composants sous le robinet ou dans le lave-vaisselle.

### Stockage

- Stocker l'appareil propre et tous ses composants dans un endroit sec, dont la température ambiante est comprise entre -10 °C et 60 °C / 14 °F et 140 °F

### Protection de l'environnement

- Ne pas jeter le Silk'n Reju avec les ordures ménagères lorsqu'il atteint la fin de sa durée de vie. Mettre le Silk'n Reju au rebut dans un point de collecte de déchets recyclables. Retirer les batteries et les jeter dans un point de collecte de batteries. Veuillez téléphoner à votre centre de recyclage local pour connaître les emplacements et les instructions de recyclage.

### Retrait des batteries rechargeables

Ne retirer les batteries rechargeables que si elles sont totalement déchargées et ne peuvent pas être rechargées.



Desserrer la vis du panneau inférieur de l'applicateur.



Soulever et retirer le panneau supérieur de l'applicateur.



Couper les fils qui relient la carte électronique au panneau inférieur de l'applicateur.



Pousser les trois boutons et retirer la carte électronique.



Couper les fils qui relient le pack des batteries rechargeables à l'applicateur.

## Dépannage

Ce chapitre résume les problèmes les plus courants qui peuvent se produire. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème avec les informations données ci-dessous, veuillez contacter votre centre local de service à la clientèle Silk'n qui vous aidera.

Problème	Cause possible	Solution
<b>Silk'n Reju ne fonctionne pas</b>	Les batteries rechargeables sont déchargées	Recharger l'applicateur
	L'applicateur est cassé	Contactez votre centre local de service à la clientèle Silk'n
<b>Silk'n Reju s'éteint brusquement</b>	Les batteries rechargeables sont déchargées	Recharger l'applicateur
<b>Augmentation de la température pendant la recharge de l'appareil</b>	Ceci est normal	Aucune action n'est requise
<b>Le voyant de chargement des batteries (L) ne s'allume pas lors du branchement sur la prise de l'unité de base.</b>	L'adaptateur n'est pas branché sur une prise de courant électrique	Brancher la fiche de l'adaptateur sur l'unité de base.
		Brancher un autre appareil à la prise de courant électrique pour vérifier si elle est sous tension.
		Si l'applicateur ne fonctionne toujours pas, contactez votre centre local de service à la clientèle Silk'n
	L'adaptateur n'est pas correctement inséré dans la prise de courant électrique et/ou la fiche n'est pas insérée correctement dans la prise de l'unité de base	S'assurer que l'adaptateur est inséré correctement dans la prise de courant électrique et/ou que la fiche est insérée correctement dans la prise de l'unité de base.
	L'applicateur est cassé	Contacter votre centre local de service à la clientèle Silk'n
<b>Augmentation de la température de l'applicateur pendant l'utilisation.</b>	Ceci est normal	Aucune action n'est requise


<b>Le voyant prêt/mode de traitement (I) ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur l'interrupteur mise en marche/arrêt</b>	L'applicateur doit être réinitialisé	Appuyer sur l'interrupteur de mise en marche/arrêt deux fois pour éteindre l'applicateur et l'allumer de nouveau. Si le voyant prêt/mode de traitement (I) ne s'allume pas, veuillez contacter votre centre local de service à la clientèle Silk'n
<b>Le voyant jaune d'erreur système (K) s'allume.</b>	Dysfonctionnement de l'applicateur	Appuyer sur l'interrupteur de mise en marche/arrêt deux fois pour éteindre l'applicateur et l'allumer de nouveau. Si le voyant d'erreur système (K) s'allume nouveau, veuillez contacter votre centre local de service à la clientèle Silk'n
<b>Le voyant jaune d'erreur système (K) clignote</b>	Les batteries rechargeables sont déchargées	Charger l'applicateur
<b>Le voyant vert de chargement des batteries en cours et le voyant orange « batteries rechargées » s'allument alternativement</b>	Dysfonctionnement de l'adaptateur	Débrancher l'adaptateur de la prise de courant électrique et appuyer sur l'interrupteur mise en marche/arrêt deux fois pour éteindre l'applicateur et l'allumer de nouveau. Brancher l'adaptateur à la prise de courant électrique. Si le problème persiste, veuillez contacter votre centre local de service à la clientèle Silk'n.
	Dysfonctionnement de l'applicateur	Appuyer sur l'interrupteur de mise en marche/arrêt deux fois pour éteindre l'applicateur et l'allumer de nouveau. Si le problème persiste, veuillez contacter votre centre local de service à la clientèle Silk'n

## Service à la clientèle

Pour plus d'informations sur les produits Silk'n™, veuillez visiter le site web local de Silk'n™ dans votre pays: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) ou [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Si votre appareil est cassé, endommagé, doit être réparé, ou pour toute autre demande d'assistance, veuillez contacter votre centre local de service à la clientèle de Silk'n™ ou écrire à: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com).

## Caractéristiques techniques

Tension nominale (adaptateur)	100V à 240V
	Modèle : UE08WCP-105040SPA
Fréquence nominale (adaptateur)	50 Hz à 60 Hz
Courant nominal (adaptateur)	400 mA
Partie appliquée	 Type BF
Niveau de protection	IPX0 (EN60529)
Condition de stockage	Température : -10 °C à 60 °C/14 °F à 140 °F
	Humidité relative : 5 % à 95 %
	Pression atmosphérique 500 à 1060 hPa
Condition de fonctionnement	Température : 15 °C à 35 °C/59 °F à 95 °F
	Humidité relative : 10 % à 80 %
	Pression atmosphérique : 700 à 1060 hPa
Source de lumière	Diodes électroluminescentes
	Longueur d'onde d'émission maximale : 645 nm
	Puissance : 250mW ±35 %
Batterie au lithium-ion	2 x 3,7V, 750 ±50 mAh
Temps maximal de recharge	180 minutes

# Inhoudsopgave

<b>Voordat u begint.....</b>	<b>13</b>
Wat is Silk'n Reju?.....	13
Beschrijving van het Silk'n Reju apparaat.....	13
Inhoud verpakking.....	14
<b>Veiligheid bij Silk'n Reju.....</b>	<b>14</b>
Wanneer mag u Silk'n Reju niet gebruiken?.....	14
Het risico op verwonding verminderen.....	14
Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Reju.....	15
Bescherm uw Silk'n Reju.....	15
<b>Huidbehandeling volgens Reju.....</b>	<b>16</b>
De voordelen van Silk'n Reju.....	16
Met Silk'n Reju te behandelen gedeelten van de gezichtshuid.....	16
<b>De eerste stappen met Silk'n Reju.....</b>	<b>16</b>
Vorbereiding Silk'n Reju.....	16
Silk'n Reju batterij opladen.....	16
Plan uw Silk'n Reju behandelingen voor het beste resultaat.....	17
De eerste behandeling met Silk'n Reju.....	17
Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n Reju?.....	17
Na behandeling met Silk'n Reju.....	17
<b>Onderhoud van Silk'n Reju.....</b>	<b>18</b>
Reiniging van Silk'n Reju.....	18
Opslag.....	18
Milieubescherming.....	18
Verwijdering van de oplaadbare batterijen.....	18
<b>Problemlösungen.....</b>	<b>19</b>
<b>Klantenservice.....</b>	<b>20</b>
<b>Specificaties.....</b>	<b>21</b>
<b>Etiket.....</b>	<b>34</b>
<b>Français.....</b>	<b>1</b>
<b>Deutsch.....</b>	<b>22</b>

## Voordat u begint

Dutch

Leest u a.u.b. deze gebruiksaanwijzing geheel door voordat u het Silk'n Reju apparaat voor de eerste keer gebruikt. Lees vooral de secties met betrekking tot gebruiksvorschriften, bediening en nabehandeling aandachtig door.

### Wat is Silk'n Reju?

Silk'n Reju is een door de FDA goedgekeurd, draagbaar apparaatje dat een ledlamp (light-emitting diode) bevat, en dat gebruikt wordt voor de behandeling van rimpels rondom de ogen, voor het verkleinen van de poriën en voor een tijdelijke verfraaiing van het gezicht. Het licht dat uitgezonden wordt door Silk'n Reju stimuleert het diepergelegen huidweefsel en verjongt de huid van het gezicht.


De gedeelten van de huid die typisch met Silk'n Reju behandeld worden zijn de hals, de wangen, het voorhoofd en rondom de ogen.

### Beschrijving van het Silk'n Reju apparaat

Het Silk'n Reju apparaat bestaat uit een *BASISEENHEID*, een *APPLICATOR* en een *ADAPTER*.

De Silk'n Reju *APPLICATOR* is een draagbaar apparaat dat een *APPLICATORKOP* met *BEHANDELINGSOPPERVLAK* bevat, een *AAN/UIT-SCHAKELAAR* en een *INDICATORPANEEL*.

De Silk'n Reju *BASISEENHEID* wordt gebruikt om de batterijen van de *APPLICATOR* op te laden.



A	Behandelingsoppervlak	G	Stekker
B	Aan/uit-schakelaar	H	Aansluiting <i>BASISEENHEID</i>
C	Indicatorpaneel	I	Gereed/Behandeling - <i>AAN/UIT</i> Groen indicatielampje
D	<i>APPLICATOR</i>	J	Systeemfout - Geel indicatielampje
E	<i>BASISEENHEID</i>	K	Batterij - oplading - Oranje indicatielampje
F	Adapter	L	Batterij vol - Groen indicatielampje

### Inhoud verpakking

Na het openen van de verpakking van het Silk'n Reju apparaat vindt u de volgende onderdelen:

- Reju *BASISEENHEID* en *APPLICATOR*
- Adapter
- Een potje nabehandelingscrème
- Gebruiksaanwijzing

## Veiligheid bij Silk'n Reju

Om uw huid te beschermen is er een temperatuursensor ingebouwd in de behandelingskop van de Silk'n Reju. Deze sensor zorgt ervoor dat de temperatuur van het huidoppervlak niet boven de 41°C uitkomt.

### Wanneer mag u Silk'n Reju niet gebruiken?

In bepaalde situaties kan het zijn dat Silk'n Reju tijdelijk niet gebruikt mag worden. GEBRUIK Silk'n Reju NIET als u één van de volgende situaties op u van toepassing zijn:

- Als u donkerbruine of zwarte vlekken heeft op de plaats die u wilt behandelen, zoals grote sproeten, moedervlekken of wratten.
- Als u exzeem, psoriasis, huidbeschadigingen, open wonden of actieve infecties zoals koortsuitslag heeft op de plaats die u wilt behandelen. Wacht totdat de huid geneest voordat u Silk'n Reju gebruikt.
- Als u lijdt aan huidaandoeningen die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld diabetes of andere systemische of metabolische ziekten.
- Als u op dit moment behandeld wordt of pas geleden behandeld bent met Alpha-Hydroxyzuren (AHA's), Beta-Hydroxyzuren (BHA's), Retin-A®, topische retinoïden of azeläïnezuur.
- Als u binnen de afgelopen 6 maanden behandeld bent met Accutane® (isotretinoïne).
- Als u binnen de laatste 3 maanden een steroïdendieet heeft gevolgd.
- Als u een geschiedenis van herpesaanvallen heeft op de plaats die u wilt behandelen, tenzij u uw arts geraadpleegd heeft en preventief behandeld bent voordat u Silk'n Reju gebruikt.

### Het risico op verwonding verminderen

- Houd het Silk'n Reju apparaat buiten bereik van kinderen.
- Houd het Silk'n Reju apparaat buiten bereik van personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden.





- Houd het Silk'n Reju apparaat uit de buurt van water!
- Gebruik of bewaar het Silk'n Reju apparaat niet in een vochtige omgeving (bv. vlakbij een douche of badkuip)!
- Houd het apparaat en de adapter droog!
- Gebruik het Silk'n Reju apparaat niet als de ADAPTER of de APPLICATOR beschadigd is!
- Als de ADAPTER beschadigd is, zorg er dan voor dat deze vervangen wordt door een origineel onderdeel van Home Skinovations!
- De ADAPTER bevat een apparaatspecifieke transformer. Vervang de ADAPTER nooit door een andere stekker!

**Als u er niet zeker van bent of het gebruik van Reju voor u veilig is, vraag het dan na bij uw arts of dermatoloog.**

### **Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Reju**

Wanneer het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt wordt, komen bijwerkingen en complicaties bij het gebruik van Silk'n Reju zelden voor. Aan elke cosmetische procedure, ook de procedures die bestemd zijn voor thuisgebruik, zit echter een bepaald risico vast. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en complicaties begrijpt die op kunnen treden bij het gebruik van energiegebaseerde systemen voor thuisgebruik.

Silk'n Reju behandelingen worden over het algemeen goed getolereerd. De meeste gebruikers nemen de gematigde hitte waar die het apparaat tijdens gebruik afgeeft zonder verder ongemak.

#### **• Lichte huidongemakken**

Uw huid kan licht geïrriteerd raken na het gebruik van Silk'n Reju. Dit is een typisch en voorbijgaand verschijnsel. Als de irritatie niet binnen drie dagen verdwijnt, raadpleeg dan een arts of dermatoloog.

#### **• Roodheid van de huid**

Uw huid kan licht rood kleuren meteen na het gebruik van Reju. Dit verdwijnt een paar uur na de behandeling.

U wordt aangeraden na de behandeling een kleine hoeveelheid Silk'n Reju crème aan te brengen.

### **Bescherm uw Silk'n Reju**

- Bewaar het apparaat in een schone, stofvrije omgeving.
- Bedek de ventilatieopeningen niet tijdens gebruik.
- Schud het Silk'n Reju apparaat niet, laat het niet vallen, en stel het niet bloot aan zware stoten.
- Het Silk'n Reju apparaat is gevoelig voor de omgevingstemperatuur tijdens gebruik. Stel de Reju tijdens gebruik niet bloot aan omgevingstemperaturen onder de 15°C of boven de 35°C.
- Het Silk'n Reju apparaat kan niet goed tegen extreme temperatuurswisselingen.
- Wanneer het apparaat vanuit een koude omgeving (minder dan 10°C) naar een warme omgeving gebracht wordt, gebruik het apparaat dan ca. 3 uur lang niet.
- Stel de Silk'n Reju niet langdurig bloot aan direct zonlicht of UV-licht.
- De Silk'n Reju is ontworpen voor incidenteel thuisgebruik (in tegenstelling tot veelvuldig commercieel of professioneel gebruik). Vermijd dergelijk veelvuldig gebruik.
- Bedek het Silk'n Reju apparaat en de adapter niet tijdens het opladen.

## Huidbehandeling volgens Reju

### De voordelen van Silk'n Reju

Als de Silk'n Reju op de juiste manier volgens de aanwijzingen gebruikt wordt, is het resultaat vermindering van fijne rimpels in het gezicht, verkleining van de poriën en een mooiere gezichtshuid. De beste resultaten kunnen 3-7 weken na het voltooiën van het aanbevolen behandelingsschema worden verwacht.

### Met Silk'n Reju te behandelen gedeelten van de gezichtshuid

De gedeelten van de huid die typisch met Silk'n Reju behandeld worden zijn de hals, het voorhoofd en rondom de ogen.



## De eerste stappen met Silk'n Reju

### Vorbereiding Silk'n Reju

Haal de Silk'n Reju *BASISEENHEID*, *APPLICATOR*, *ADAPTER* en andere onderdelen uit de doos.

Laad de batterij volledig op voordat u de Silk'n Reju voor de eerste keer gebruikt. Dit kan 6 uur duren.

### Silk'n Reju batterij opladen


- Plaats de *APPLICATOR* in de houder in de Reju *BASISEENHEID*.
- Steek de stekker van de *ADAPTER* in de aansluiting van de *BASISEENHEID*.
- Steek de *ADAPTER* in een elektrisch stopcontact. Een oranje *BATTERIJ-OPLADING-INDICATIELAMPJE* (K) licht op om aan te geven dat uw Silk'n Reju aan het opladen is.

### Waarschuwing!

Bedek het Silk'n Reju apparaat en de adapter nooit tijdens het opladen!

### Let op!

De Silk'n Reju kan niet gebruikt worden tijdens het opladen.



- Als het *BATTERIJ-OPLADING-INDICATIELAMPJE* (K) uitdooft en het *BATTERIJ-VOL-INDICATIELAMPJE* (L) gaat branden, is uw Silk'n Reju volledig opgeladen en gereed voor gebruik.
- (Als het *BATTERIJ-OPLADING-INDICATIELAMPJE* (K) weer gaat branden, moet het apparaat opnieuw worden opgeladen.)

## Plan uw Silk'n Reju behandelingen voor het beste resultaat

De effectiviteit van de behandelingen varieert van persoon tot persoon en is afhankelijk van hoe vaak het apparaat gebruikt wordt. Sommige mensen zien eerder resultaten dan anderen.

Een Reju-behandeling duurt meestal 15-20 minuten, waarin u de Reju-applicator langzaam en voorzichtig over het te behandelen gedeelte van de huid laat glijden. Tijdens de procedure voelt u een aangename warmte diep in uw huid doordringen.

**Initieel Silk'n Reju behandelingsschema:** Voor de eerste maand (4 weken) moet er 3 keer per week een behandeling van 15-20 minuten worden uitgevoerd.

### Onderhoudsschema Silk'n Reju:

Gebruik Silk'n Reju eens per week 15-20 minuten lang.

### De eerste behandeling met Silk'n Reju

De huid moet schoon, droog en vrij van poeder, gel of crème zijn.

- Haal de Silk'n Reju *APPLICATOR* uit de houder op de *BASISEENHEID*.
- Druk op de *AAN/UIT-SCHAKELAAR*. Het groene *GEREED/BEHANDELINGSSTAND I - INDICATIELAMPJE (I)* begint te knipperen, en blijft korte tijd later continu branden. Uw Reju is klaar voor gebruik.
- Plaats het *BEHANDELINGSOPPERVLAK* op uw huid. De ledlamp wordt automatisch ingeschakeld.
- Oefen lichte druk uit terwijl u langzaam kleine ronddraaiende bewegingen maakt met de Reju *APPLICATOR*. De temperatuur van het *BEHANDELINGSOPPERVLAK* wordt langzaam verhoogd.
- Behandel elk gedeelte van de huid 5-7 minuten lang.
- U wordt aangeraden na elke behandeling een kleine hoeveelheid vochtinbrengende crème aan te brengen op de behandelde huid en deze voorzichtig met ronddraaiende bewegingen in te masseren.



### Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n Reju?

Tijdens een Silk'n Reju behandeling zijn de volgende sensaties en ervaringen normaal:

- **Een warm gevoel** - Tijdens de Silk'n Reju behandeling kunt u een matige warmte voelen. Dit is normaal en verdwijnt maximaal een uur na de behandeling.
  - **Een lichte rode kleur** - Na een Silk'n Reju behandeling kunt u een lichte rode verkleuring van de behandelde huid (mild erytheem) opmerken. Dit is normaal en verdwijnt binnen een uur of twee.
- De beste resultaten kunnen 3-7 weken na het voltooien van het aanbevolen behandelingsschema worden verwacht.

### Na behandeling met Silk'n Reju

- Wanneer de Reju behandeling voltooid is, schakelt u het Reju apparaat uit door op de *AAN/UIT-SCHAKELAAR* te drukken.
- U wordt aangeraden uw Reju apparaat na elke behandeling te reinigen, met name de *APPLICATORKOP* (zie de sectie: "Reiniging Reju").
- Plaats de *APPLICATOR* terug in de houder op de *BASISEENHEID* om de batterijen op te laden (zie de sectie: "Silk'n Reju batterij opladen").

## Onderhoud van Silk'n Reju

### Reiniging van Silk'n Reju

U wordt aangeraden uw Silk'n Reju apparaat na elke behandeling te reinigen:

- Druk op de **AAN/UIT-SCHAKELAAR** om het Silk'n Reju apparaat uit te schakelen.
- Haal de adapter van de Silk'n Reju uit het stopcontact.
- Laat het **BEHANDELINGSOPPERVLAK** afkoelen.



- Veeg het oppervlak van het apparaat, vooral het **BEHANDELINGSOPPERVLAK**, voorzichtig schoon met een droge, schone doek en een reinigingsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor het reinigen van elektronische apparatuur.



Dompel het Silk'n Reju apparaat of onderdelen ervan nooit onder in water!

- Reinig de Reju of onderdelen ervan nooit onder de kraan of in de vaatwasser.

### Opslag

- Bewaar het gereinigde apparaat en alle onderdelen op een droge plaats, bij een temperatuur van tussen de -10°C en de 60°C.

### Milieubescherming

- Gooi de Silk'n Reju aan het einde van zijn levensduur niet weg bij het gewone huishoudvuil. Breng het apparaat naar een officieel inzamelingspunt voor hergebruik. Verwijder de batterijen en breng deze naar een officieel inzamelingspunt voor batterijen. Vraag uw plaatselijke hergebruikcentrum naar de locaties en de juiste aanwijzingen voor hergebruik.

### Verwijdering van de oplaadbare batterijen

Verwijder de oplaadbare batterijen alleen als deze helemaal leeg zijn en niet meer opgeladen kunnen worden.



Draai de schroef aan de onderzijde van de **APPLICATOR** los.



Til de bovenzijde van de **APPLICATOR** op en verwijder deze.



Knip de twee draadjes door die de elektronische kaart verbinden met de onderzijde van de **APPLICATOR**.



Druk op de drie sluitingen en haal de elektronische kaart uit het apparaat.



Knip de twee draadjes door die de oplaadbare batterijen verbinden met de applicator.

# Probleemoplossing

Dutch

In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting van de meestvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen met de onderstaande informatie, neem dan contact op met uw plaatselijke Silk'n Klantenservice voor verdere ondersteuning.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De Silk'n Reju werkt niet	De oplaadbare batterijen zijn leeg	Laad de <i>APPLICATOR</i> op
	De <i>APPLICATOR</i> is kapot	Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n Klantenservice
De Silk'n Reju schakelt plotseling uit	De oplaadbare batterijen zijn leeg	Laad de <i>APPLICATOR</i> op
De temperatuur van het apparaat stijgt tijdens het opladen	Dit is normaal	Er hoeft geen actie ondernomen te worden
Het <i>BATTERIJ-OPLADING-INDICATIELAMPJE (L)</i> gaat niet branden wanneer de <i>STEKKER</i> in de <i>AANSLUITING</i> op de <i>BASISEENHEID</i> gestoken wordt	De <i>ADAPTER</i> is niet in het stopcontact gestoken	Steek de <i>STEKKER</i> in de <i>AANSLUITING</i> van de <i>BASISEENHEID</i>
		Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact om de controleren dat er spanning op het stopcontact staat.
		Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n Klantenservice als uw <i>APPLICATOR</i> nog steeds niet oplaadt.
	De <i>ADAPTER</i> is niet goed in het stopcontact gestoken en/of de <i>STEKKER</i> is niet goed in de <i>AANSLUITING</i> op de <i>BASISEENHEID</i> gestoken	Controleer dat de <i>ADAPTER</i> goed in het stopcontact is gestoken en/of dat de <i>STEKKER</i> goed in de <i>AANSLUITING</i> op de <i>BASISEENHEID</i> is gestoken
	De <i>APPLICATOR</i> is kapot	Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n Klantenservice
De temperatuur van de <i>APPLICATOR</i> stijgt tijdens gebruik	Dit is normaal	Er hoeft geen actie ondernomen te worden

Het GEREED/ BEHANDELINGSSAND- INDICATIELAMPJE (I) gaat niet branden wanneer u op de AAN/UIT-SCHAKELAAR drukt	De <i>APPLICATOR</i> moet opnieuw ingesteld worden	Druk twee keer op de AAN/UIT-SCHAKELAAR om de <i>APPLICATOR</i> in en weer uit te schakelen Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n Klantenservice als het GEREED/ BEHANDELINGSSAND-INDICATIELAMPJE (I) nog steeds niet brandt.
Het gele SYSTEEMFOUT- INDICATIELAMPJE (K) brandt	Fout in de <i>APPLICATOR</i>	Druk twee keer op de AAN/UIT-SCHAKELAAR om de <i>APPLICATOR</i> in en weer uit te schakelen Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n Klantenservice als het SYSTEEMFOUT-INDICATIELAMPJE (K) weer brandt.
Het gele SYSTEEMFOUT- INDICATIELAMPJE (K) knippert	De oplaadbare batterijen zijn leeg	Laad de <i>APPLICATOR</i> op
Het groene BATTERIJ-OPLADING- INDICATIELAMPJE en het oranje BATTERIJ- VOL-INDICATIELAMPJE branden om de beurt	Fout in de <i>ADAPTER</i>	Haal de <i>ADAPTER</i> uit het stopcontact en druk twee keer op de AAN/UIT-SCHAKELAAR om de <i>APPLICATOR</i> in en weer uit te schakelen Steek de <i>ADAPTER</i> weer in het stopcontact. Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n Klantenservice wanneer het probleem aanhoudt
	Fout in de <i>APPLICATOR</i>	Druk twee keer op de AAN/UIT-SCHAKELAAR om de applicator in en weer uit te schakelen Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n Klantenservice wanneer het probleem aanhoudt


## Klantenservice

Voor meer informatie over Silk'n™ producten kunt u uw plaatselijke Silk'n™ website bezoeken: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) of [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Als uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden, of als u andere vragen heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice of stuur een email naar: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com). Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice wanneer uw apparaat kapot of beschadigd en gerepareerd moet worden, of voor andere gebruikersondersteuning. Of schrijf naar: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com).

## Specificaties

Dutch

Spanningsniveau (adapter)	100V - 240V
	Model: UE08WCP-I05040SPA
Frequentie (adapter)	50Hz – 60Hz
Stroom (adapter)	400 mA
Gebruiksonderdeel	 Type BF
Beveiligingsklasse	IPX0 (EN60529)
Opslagomstandigheden	Temperatuur: -10°C tot 60°C
	Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 95%
	Atmosferische druk: 500 a 1060 hPa
Bedrijfsomstandigheden	Temperatuur: 15°C tot 35°C
	Relatieve luchtvochtigheid: 10% tot 80%
	Atmosferische druk: 700 tot 1060 hPa
Lichtbron	Light Emitting Diodes
	LPiek golflengte: 645nm
	Stroomsterkte: 250mW ±35%
Lithium-ionbatterij	2 x 3.7V, 750±50mAh
Max. oplaadtijd	180 minuten

# Inhalt

<b>Vor dem Gebrauch</b> .....	<b>23</b>
Was ist Silk'n Reju?.....	23
Silk'n Reju Beschreibung.....	23
Packungsinhalt.....	24
<b>Sicherheit mit Silk'n Reju</b> .....	<b>24</b>
Wann darf Silk'n Reju nicht angewendet werden?.....	24
Reduzierung des Verletzungsrisikos.....	24
Mögliche Nebenwirkungen bei Anwendung von Reju.....	25
Pflege von Silk'n Reju.....	25
<b>Hautbehandlung nach Reju Art</b> .....	<b>26</b>
Die Vorteile von Silk'n Reju.....	26
Silk'n Reju Behandlungsbereiche, Gesicht.....	26
<b>Erste Schritte mit Silk'n Reju</b> .....	<b>26</b>
Silk'n Reju Vorbereitung.....	26
Laden der Silk'n Reju Batterie.....	26
Für beste Ergebnisse sollte für die Behandlung mit Silk'n Reju ein Plan aufgestellt und eingehalten werden.....	27
Erste Behandlung mit Silk'n Reju.....	27
Was dürfen Sie von einer Behandlung mit Silk'n Reju erwarten?.....	28
Nach der Silk'n Reju Behandlung.....	28
<b>Pflege des Silk'n Reju</b> .....	<b>29</b>
Reinigung des Silk'n Reju.....	29
Aufbewahrung.....	29
Umweltschutz.....	29
Entfernen der aufladbaren Batterien.....	29
<b>Problemlösungen</b> .....	<b>30</b>
<b>Kundenservice</b> .....	<b>31</b>
<b>Spezifikationen</b> .....	<b>32</b>
<b>Typenschild</b> .....	<b>34</b>
<b>Français</b> .....	<b>I</b>
<b>Dutch</b> .....	<b>12</b>



## Vor dem Gebrauch

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Anwendung von Silk'n Reju vollständig durch. Achten Sie dabei besonders auf die Abschnitte über den Gebrauch des Gerätes, seine Bedienung und die Pflege nach dem Gebrauch.

### Was ist Silk'n Reju?

Silk'n Reju ist ein von der FDA zugelassenes, LED-Gerät für die Behandlung von Hautproblemen (z. B. Augenfältchen, vergrößerte Poren usw.) und für die vorübergehende Verbesserung des Hautbildes. Das von Silk'n Reju ausgestrahlte Licht stimuliert das tiefer gelegene Hautgewebe und bewirkt eine Verjüngung der Haut.


Typische Anwendungsbereiche für Silk'n Reju sind Hals, Wangen, Stirn und Augenpartie.

### Silk'n Reju Beschreibung

Silk'n Reju besteht aus einer GRUNDEINHEIT, einem APPLIKATOR und einem ADAPTER.

Der Silk'n Reju APPLIKATOR ist ein Handgerät; es besteht aus einer BEHANDLUNGSFLÄCHE an der Spitze des APPLIKATORS, einem EIN/AUS-SCHALTER und einem ANZEIGEFELD.

Die Silk'n Reju GRUNDEINHEIT wird zum Aufladen der Batterien des APPLIKATORS verwendet.



A	Behandlungsfläche	G	Stecker
B	Ein/Aus-Schalter	H	GRUNDEINHEIT, Buchse
C	Anzeigefeld	I	Bereit/Behandlung – EIN/AUS Grüne Anzeigelampe
D	APPLIKATOR	J	Systemfehler – Gelbe Anzeigelampe
E	GRUNDEINHEIT	K	Batterie wird geladen - Orange Anzeigelampe
F	Adapter	L	Batterie vollständig geladen - Grüne Anzeigelampe

### Packungsinhalt

In der Verpackung von Silk'n Reju finden Sie folgende Teile:

- Reju GRUNDEINHEIT und APPLIKATOR
- Adapter
- Ein Tiegel Pflegecreme
- Gebrauchsanweisung

## Sicherheit mit Silk'n Reju

Zum Schutz Ihrer Haut ist ein Temperatursensor in die Behandlungsspitze von Silk'n Reju integriert. Dieser Sensor sorgt dafür, dass die Temperatur an der Hautoberfläche nicht über 41 °C ansteigt.

### Wann darf Silk'n Reju nicht angewendet werden?

Unter bestimmten Bedingungen sollte die Anwendung von Silk'n Reju vorübergehend unterbrochen werden. Verwenden Sie Silk'n Reju nicht, wenn eine der folgenden Bedingungen auf Sie zutrifft:

- Im Behandlungsbereich befinden sich dunkelbraune oder schwarze Flecken wie z. B. größere Sommersprossen, Geburtsmale, Leberflecke oder Warzen.
- Der Behandlungsbereich ist von Ekzemen oder Psoriasis befallen oder im Behandlungsbereich befinden sich Läsionen, offene Wunden oder aktive Infektionen wie z. B. Fieberbläschen. Lassen Sie den Behandlungsbereich abheilen, ehe Sie Silk'n Reju benutzen.
- Bei anormalem Hautbefunden wie z. B. bei Diabetes oder anderen systemischen oder Stoffwechselkrankheiten.
- Bei einer laufenden oder gerade abgeschlossenen Behandlung mit Alpha-Hydroxysäuren (AHAs), Beta-Hydroxysäuren (BHAs), Retinol-A®, topischen Retinoiden oder Azelainsäure.
- Bei einer Behandlung mit Accutane® (Isotretinoin) in den letzten sechs Monaten.
- Bei einer Steroidbehandlung in den letzten sechs Monaten.
- Bei wiederkehrenden Herpesinfektionen im Behandlungsbereich, sofern Sie nicht zuvor Ihren Arzt konsultiert haben und vor der Anwendung von Silk'n Reju eine Herpesprävention erfolgt.

### Reduzierung des Verletzungsrisikos

- Halten Sie Silk'n Reju außer Reichweite von Kindern.
- Halten Sie Silk'n Reju außer Reichweite von Personen mit verminderten körperlichen, geistigen und sensorischen Fähigkeiten.
  - Schützen Sie Silk'n Reju vor Wasser!



- Verwenden und lagern Sie Silk'n Reju nicht dort, wo das Gerät nass werden könnte (z. B. in der Nähe einer Dusche oder Badewanne)!
- Halten Sie das Gerät und den Adapter trocken!
- Verwenden Sie Silk'n Reju nicht, wenn der ADAPTER oder der APPLIKATOR beschädigt sind!
- Der ADAPTER muss bei einer Beschädigung durch einen Original-Adapter von Home Skinovations ersetzt werden!
- Der ADAPTER enthält einen speziellen Transformator. Tauschen Sie den ADAPTER niemals gegen einen anderen Stecker aus!

**Bei Unklarheiten, ob Reju sicher verwendet werden kann, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Hautarzt.**

### **Mögliche Nebenwirkungen bei Anwendung von Reju**

Bei ordnungsgemäßer Anwendung sind Nebenwirkungen und Komplikationen bei der Anwendung von Silk'n Reju äußerst selten. Trotzdem birgt jede kosmetische Behandlung, darunter auch Verfahren, die für zuhause konzipiert sind, ein gewisses Risiko. Es ist deshalb wichtig, dass Sie die Risiken und Komplikationen, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten, die für den Hausgebrauch konzipiert sind, verstehen und bewusst eingehen.

Behandlungen mit Silk'n Reju werden in der Regel gut vertragen. Meist spürt der Behandelte lediglich die Wärme, die das Gerät auf der Haut erzeugt, und hat keine zusätzlichen Beschwerden.

#### **• Kleine Hautreizungen**

Die Haut kann auf die Behandlung mit Silk'n Reju gereizt reagieren. Diese Reaktion ist typisch und geht vorüber. Wenn die Reizung nicht innerhalb von drei Tagen von selbst verschwindet, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Hautarzt.

#### **• Hautrötung**

Die Haut kann nach der Behandlung mit Silk'n Reju gerötet sein. Diese Rötung sollte wenige Stunden nach der Behandlung verschwinden.

Es wird empfohlen, nach der Behandlung eine kleine Menge Silk'n Reju Creme aufzutragen.

### **Pflege von Silk'n Reju**

- Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, staubfreien Ort auf.
- Die Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt werden, wenn das Gerät verwendet wird.
- Lassen Sie Silk'n Reju nicht fallen, schütteln Sie das Gerät nicht und schützen Sie es vor mechanischer Einwirkung.
- Silk'n Reju reagiert bei der Anwendung empfindlich auf die Umgebungstemperatur. Vermeiden Sie Umgebungstemperaturen unter 15 °C bzw. über 35 °C, wenn Sie Reju benutzen.
- Silk'n Reju toleriert keine extremen Temperaturschwankungen.
- Wenn Sie das Gerät aus einer kalten Umgebung (unter 10 °C) in eine warme Umgebung bringen, warten Sie ungefähr drei Stunden, ehe Sie es benutzen.
- Schützen Sie Silk'n Reju vor längerer direkter Sonnen- oder UV-Lichteinstrahlung.
- Silk'n Reju ist für den gelegentlichen, privaten Gebrauch konzipiert (im Gegensatz zum regelmäßigen gewerblichen oder professionellen Einsatz). Vermeiden Sie diese Art von intensivem Gebrauch.
- Silk'n Reju und der Adapter dürfen während des Ladevorgangs nicht abgedeckt werden.

## Hautbehandlung nach Reju Art

### Die Vorteile von Silk'n Reju

Das Ergebnis der fachgerechten Anwendung von Silk'n Reju ist die Glättung von feinen Gesichtsfältchen, die Reduzierung der Porengröße und die Verbesserung des Hautbildes insgesamt. Beste Ergebnisse sind 3 bis 7 Wochen nach Absolvierung des empfohlenen Behandlungsprogramms zu erwarten.

### Silk'n Reju Behandlungsbereiche, Gesicht

Typische Anwendungsbereiche für Silk'n Reju sind Wangen, Stirn und Augenpartie.



## Erste Schritte mit Silk'n Reju

### Silk'n Reju Vorbereitung

Nehmen Sie *GRUNDEINHEIT*, *APPLIKATOR*, *ADAPTER* und die anderen Teile von Silk'n Reju aus der Verpackung.

Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch von Silk'n Reju vollständig auf. Das Laden kann bis zu sechs Stunden dauern.

### Laden der Silk'n Reju Batterie


- Setzen Sie den *APPLIKATOR* in seine Halterung an der Reju *GRUNDEINHEIT*.
- Stecken Sie den Stecker am *ADAPTER* in die Grundeinheit.
- Schließen Sie den *ADAPTER* an einer Netzsteckdose an. Eine orangefarbene *BATTERIELADE-ANZEIGE* (K) leuchtet auf als Zeichen dafür, dass Ihr Silk'n Reju geladen wird.

### Achtung!

Decken Sie Silk'n Reju und den Adapter während des Ladevorgangs auf keinen Fall ab.

### Hinweis!

Silk'n Reju darf nicht benutzt werden, während es lädt.



- Wenn die **BATTERIELADE-ANZEIGE (K)** erlischt und die **BATTERIE VOLL-ANZEIGE (L)** leuchtet, ist Ihr Silk'n Reju vollständig aufgeladen und einsatzbereit (das Gerät muss wieder aufgeladen werden, wenn die **BATTERIELADE-ANZEIGE (K)** wieder leuchtet).

### **Für beste Ergebnisse sollte für die Behandlung mit Silk'n Reju ein Plan aufgestellt und eingehalten werden**

Das Behandlungsergebnis ist nicht nur von Person zu Person, sondern auch entsprechend der Häufigkeit der Anwendung unterschiedlich. Bei manchen Personen können sich sichtbare Ergebnisse früher zeigen als bei anderen.

Eine Reju-Behandlung dauert in der Regel 15-20 Minuten. Streichen Sie während dieser Zeit mit dem Reju-Applikator langsam über den gewünschten Behandlungsbereich. Während der Behandlung sollte Sie spüren, wie die Wärme bis in die tieferen Hautschichten eindringt.

Erste Silk'n Reju Behandlungsphase: Im ersten Monat (4 Wochen) sollten Sie drei ca. 15- bis 20-minütige Behandlungen pro Woche durchführen.

Silk'n Reju Erhaltungsbehandlung:

Eine ca. 15- bis 20-minütige Silk'n Reju Behandlung pro Woche.

### **Erste Behandlung mit Silk'n Reju**

Die Haut sollte gereinigt, trocken und frei von Puder, Gel oder Creme sein.

- Nehmen Sie den Silk'n Reju **APPLIKATOR** aus seiner Halterung in der **GRUNDEINHEIT**.
- Schalten Sie das Gerät am **EIN/AUS-SCHALTER** ein. Die grüne **BEREIT/BEHANDLUNGSMODUS I-ANZEIGELAMPE (I)** beginnt zu blinken und leuchtet kurz darauf permanent. Ihr Reju ist einsatzbereit.
- Berühren Sie mit der **BEHANDLUNGSFLÄCHE** Ihre Haut. Das LED-Licht schaltet sich automatisch ein.
- Bewegen Sie den Reju **APPLIKATOR** mit leichtem Druck langsam und in kreisenden Bewegungen über die Haut. Die Temperatur der **BEHANDLUNGSFLÄCHE** steigt allmählich an.
- Behandeln Sie jeden Bereich ca. 5 bis 7 Minuten.
- Es wird empfohlen, nach jeder Behandlung eine kleine Menge Feuchtigkeitscreme auf die behandelten Bereiche aufzutragen und kreisförmig einzumassieren.



## Was dürfen Sie von einer Behandlung mit Silk'n Reju erwarten?

Während einer Silk'n Reju Behandlung fühlen Sie normalerweise:

- **Wärme** – der behandelte Bereich wird während der Silk'n Reju Behandlung warm. Dies ist normal und sollte nach ungefähr einer Stunde von selbst verschwinden.
- **Leichte Rötung** – der behandelte Bereich kann nach der Silk'n Reju Behandlung leicht gerötet sein. Dies ist normal. Die Rötung sollte innerhalb von ein bis zwei Stunden von selbst verblassen.

**Beste Ergebnisse sind 3 bis 7 Wochen nach Absolvierung des empfohlenen Behandlungsprogramms zu erwarten.**

## Nach der Silk'n Reju Behandlung

- Nach Abschluss der Reju Behandlung schalten Sie Ihr Reju mit dem *EIN/AUS-SCHALTER* aus.
- Das Reju Gerät, insbesondere die *APPLIKATORSPITZE* sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden (siehe Abschnitt: „Reinigung des Reju“).
- Stecken Sie den *APPLIKATOR* wieder in die Halterung an der *GRUNDEINHEIT*, um die Batterien wieder zu laden (siehe Abschnitt: „Laden der Silk'n Reju Batterie“).

## Pflege des Silk'n Reju

### Reinigung des Silk'n Reju

Das Silk'n Reju Gerät sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden:

- Schalten Sie Silk'n Reju am *EIN/AUS-SCHALTER* aus.
- Trennen Sie Silk'n Reju von der Netzsteckdose.
- Lassen Sie die *BEHANDLUNGSFLÄCHE* abkühlen.



- Wischen Sie das Gerät und insbesondere die *BEHANDLUNGSFLÄCHE* mit einem trockenen, sauberen Tuch und einem Spezialreiniger für elektronische Geräte vorsichtig ab.



- Auf keinen Fall dürfen Silk'n Reju oder Teile des Gerätes in Wasser eingetaucht werden!

- Reinigen Sie Reju oder Teile des Gerätes niemals unter fließendem Wasser oder in der Geschirrspülmaschine.

### Aufbewahrung


- Bewahren Sie das gereinigte Gerät und all seine Teile an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen -10 °C und 60 °C auf.

### Umweltschutz

- Silk'n Reju darf nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zu einem offiziellen Wertstoffhof.  
Entfernen Sie die Batterien und geben Sie die Batterien bei einer offiziellen Batteriesammelstelle ab. Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Wertstoffhof, wo Sie das Gerät abgeben können und welche Vorschriften zu beachten sind.

### Entfernen der aufladbaren Batterien

Entfernen Sie die aufladbaren Batterien nur, wenn sie vollkommen leer sind und nicht wieder aufgeladen werden können.




- Lösen Sie die Schraube an der Abdeckung an der Unterseite des *APPLIKATORS*.



- Heben Sie die obere Abdeckung des *APPLIKATORS* an und entfernen Sie sie.



- Trennen Sie die Drähte, die die Leiterkarte mit der unteren Abdeckung des *APPLIKATORS* verbinden.



- Drücken Sie auf die drei Laschen und ziehen Sie die Leiterkarte heraus.



- Trennen Sie die Drähte, die die aufladbaren Batterien mit dem *APPLIKATOR* verbinden.

## Problemlösungen

Dieses Kapitel enthält eine Zusammenfassung möglicher Probleme. Wenn Sie das Problem nicht anhand der nachfolgenden Informationen beheben können, wenden Sie sich für weitere Hilfe an Ihr lokales Silk'n Kundendienstzentrum.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Silk'n Reju funktioniert nicht	Die aufladbaren Batterien sind leer	APPLIKATOR aufladen.
	Der APPLIKATOR ist defekt.	Lokales Silk'n Kundendienstzentrum kontaktieren.
Silk'n Reju schaltet plötzlich aus.	Die aufladbaren Batterien sind leer	APPLIKATOR aufladen
Temperatur des Gerätes steigt während des Ladevorgangs an.	Dies ist normal	Keine Maßnahme erforderlich.
BATTERIELADE-ANZEIGE (L) leuchtet nicht auf, wenn der STECKER an der GRUNDEINHEIT angeschlossen wird	Der ADAPTER ist nicht an der Steckdose angeschlossen.	STECKER in die BUCHSE AN DER GRUNDEINHEIT stecken Anderes Gerät an der gleichen
		Anderes Gerät an der gleichen Steckdose anschließen, um zu überprüfen, ob die Steckdose spannungsführend ist
		Wenn der APPLIKATOR trotzdem nicht lädt, lokales Silk'n Kundendienstzentrum kontaktieren
	Der ADAPTER ist nicht korrekt an der Netzsteckdose und/oder der STECKER ist nicht korrekt an der STECKDOSE DER GRUNDEINHEIT angeschlossen	Der ADAPTER ist nicht korrekt an der Netzsteckdose und/oder der STECKER ist nicht korrekt an der STECKDOSE DER GRUNDEINHEIT angeschlossen
	Der APPLIKATOR ist defekt	Lokales Silk'n Kundendienstzentrum kontaktieren
Temperatur des APPLIKATORS steigt während des Gebrauchs an.	Dies ist normal.	Keine Maßnahme erforderlich.




<b>BEREIT/BEHANDLUNGSMODUS-ANZEIGELAMPE (I) leuchtet nicht auf, wenn der EIN/AUS-SCHALTER betätigt wird.</b>	Der <b>APPLIKATOR</b> muss zurückgesetzt werden	Zweimal auf den <b>EIN/AUS-SCHALTER</b> drücken, um den Applikator aus und wieder einzuschalten. Wenn die <b>BEREIT/BEHANDLUNGSMODUS-ANZEIGELAMPE (I)</b> nicht erneut aufleuchtet, das lokale Silk'n Kundendienstzentrum kontaktieren.
<b>Gelbe SYSTEMFEHLER-ANZEIGELAMPE (K) leuchtet.</b>	Fehlfunktion des <b>APPLIKATORS</b>	Zweimal auf den <b>EIN/AUS-SCHALTER</b> drücken, um den Applikator aus und wieder einzuschalten. Wenn die <b>SYSTEMFEHLER-ANZEIGELAMPE (K)</b> erneut aufleuchtet, das lokale Silk'n Kundendienstzentrum kontaktieren.
<b>Gelbe SYSTEMFEHLER-ANZEIGELAMPE (K) blinkt</b>	Die aufladbaren Batterien sind leer.	<b>APPLIKATOR</b> aufladen.
<b>Grüne BATTERIELADE- und orange BATTERIE VOLL-ANZEIGELAMPE leuchten abwechselnd.</b>	Fehlfunktion des <b>ADAPTERS</b> .	<b>ADAPTER</b> von der Netzsteckdose trennen und dann zweimal auf den <b>EIN/AUS-SCHALTER</b> drücken, um den <b>APPLIKATOR</b> aus und wieder einzuschalten. Adapter an der Netzsteckdose anstecken. Wenn das Problem weiterhin besteht, das lokale Silk'n Kundendienstzentrum rufen.
	Fehlfunktion des <b>APPLIKATORS</b> .	Zweimal auf den <b>EIN/AUS-SCHALTER</b> drücken, um den <b>APPLIKATOR</b> aus und wieder einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, das lokale Silk'n Kundendienstzentrum rufen.

## Kundenservice

Für weitere Informationen über die Silk'n™ Produkte, besuchen Sie bitte Ihre Silk'n™ Webseite: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) oder [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Für den Fall, dass Ihr Gerät defekt, beschädigt oder eine Reparatur benötigen sollte oder bei anderen Fragen, kontaktieren Sie bitte Ihren regionalen Kundendienst oder schreiben Sie an: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com).

## Spezifikationen

Nennspannung (Adapter)	100V – 240V
	Modell: UE08WCP-I05040SPA
Nennfrequenz (Adapter)	50 Hz – 60 Hz
Nennstrom (Adapter)	400 mA
Angewandtes Teil	 Type BF
Schutzart	IPX0 (EN60529)
Lagerbedingungen	Temperatur: -10°C bis 60°C
	Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
	Luftdruck: 500 bis 1060 hPa
Werkomstandigheden	Temperatur: 15°C bis 35°C
	Relative Feuchtigkeit: 5 % bis 95 %
	Luftdruck: 700 bis 1060 hPa
Lichtquelle	Lichtemittierende Dioden
	Spitzenemissionswellenlänge: 645 nm
	Leistungsintensität: 250 mW ± 35 %
Lithium-Ionen-Batterie	2 x 3,7V, 750 ± 50 mAh
Max. Ladezeit	180 Minuten

## Déclaration de conformité CE • Déclaration de conformité CE • EC Konformitätserklärung

Nous Home Skinovations Ltd. déclarons, sous notre seule responsabilité, que les produits de traitement de la peau chez soi

Wij, Home Skinovations Ltd., verklaren geheel onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de huidverzorgingsproducten voor thuisgebruik

Hiermit erklären wir, Home Skinovations Ltd, in alleiniger Verantwortung, dass die Home Skin Pflegeprodukte

<b>Modèle</b>	<b>Marque</b>	<b>Numéro de série</b>
<b>Modelnaam</b>	<b>Merknaam</b>	<b>Modelnummer</b>
<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Markenbezeichnung</b>	<b>Modellnummer:</b>
Silk'n Reju	Home Skinovations	AS1018321

Complètement conforme aux recommandations essentielles de la directive 2004/108/CE relative à la CEM et de la directive 2006/95/CE relative aux basses tensions.

Cette déclaration est basée sur la conformité entière des produits aux normes européennes suivantes: geheel in overeenstemming zijn met de vereisten van Richtlijn 89/336/EEC en 73/23/EEC gewijzigd door Richtlijnen 93/68/EEC.

Deze verklaring is gebaseerd op de volledige overeenkomst van de producten met de volgende Europese maatstaven:

die Bestimmungen der EMV - Richtlinie 2004/108/EC und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC erfüllen.

Diese Erklärung gründet auf der vollständigen Einhaltung der Produkte der folgenden europäischen Standards:

EMC:

EN 55022:2006  
EN 55024:1994;(A1:2001)(A2:2003)  
EN 61000-3-2:2006; (A2:2005),  
EN 61000-3-3:1995; (A1:2001)

Sécurité électrique :

Elektrische veiligheid:

Elektrische Sicherheit:

EN 60335-1;(2002),  
EN 60335-2-23;(19963)

**Représentant agréé :**

**Geautoriseerde vertegenwoordiger:**

**Bevollmächtigter:**

Duotec Medical GmbH. Dr. Kurt  
Huber Str. 6, D-82031 Grünwald,  
Germany

Personne à contacter :

Contactpersoon:

Ansprechpartner:

Hans Edel

**Fabriqueur:**

Fabrikant:

Hersteller:

Home Skinovations Ltd. 4 Hacharoshet St., Kfar Saba P.O.B. 7028, Israel,  
44640, Tel: (972) 9 7678807 | Fax: (972) 9 7678808



Gabi Lavi

Directeur Général

Bedrijfsleider

Hauptgeschäftsführerin

Yokneam, Israel

July 12, 2009




Hans Edel

Europe

July 12, 2009

## Typenschild Étiket Étiquetage




**MODEL :**  
**PART NO. :**  
**MANUFACTURED :**

Appolo Building  
Shaar Yokneam, P.O.Box 533  
20692 Yokneam, Israel

**MODEL :** Reju  
**PART NO. :** AS1018321  
**MANUFACTURED :** 2610


*For use only with power adaptor specified in user's manual*  
*Pour l'usage seulement avec l'adaptateur de puissance indiqué en manuel d'utilisateur*

000100001







Made in ISRAEL

10.5V 400mA



LB1018321

Français	Dutch	Deutsch	
Degré de protection contre les chocs électriques : partie appliquée de type BF	Beschermingsgraad tegen elektrische schok: Gebruiksonderdeel type BF	Schutz gegen Stromschlag: Typ BF Angewandtes Teil	
DEEE - Déchets d'équipements électriques et électroniques	AEEA - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur	WEEE – Elektro- und Elektronik-Altgeräte	
Marquage CSA	CSA-markering	CSA-Zeichen	
Marquage CE	CE-markering	CE-Zeichen	

### Français

Degré de protection contre l'infiltration d'eau : ordinaire

Ce dispositif ne doit pas être utilisé en présence d'un mélange anesthésique inflammable d'air, d'oxygène ou de protoxyde d'azote.

Le symbole sur l'étiquette apposée sur cet appareil veut dire : « Attention, consulter les documents d'accompagnement »

### Dutch

Beschermingsgraad tegen binnendringend water: normaal

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van ontvlambare anesthesische mengsels met lucht of met zuurstof of lachgas.

Dit symbool op het etiket van dit apparaat betekent: "Attentie, raadpleeg de bijbehorende documenten".

### Deutsch

Schutz gegen das Eindringen von Wasser: normal

Das Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Anwesenheit von entzündlichen anästhetischen Mischungen mit Luft oder Sauerstoff oder Stickstoffoxid geeignet.

Das Symbol auf dem Typenschild am Gerät bedeutet „Achtung, Begleitdokumente lesen“.

## Erste Behandlung mit Silk'n Reju

**Die Haut sollte gereinigt, trocken und frei von Puder, Gel oder Creme sein.**

- Nehmen Sie den Silk'n Reju **APPLIKATOR** aus seiner Halterung in der **GRUNDEINHEIT**.
- Schalten Sie das Gerät am **EIN/AUS-SCHALTER** ein. Die grüne **BEREIT/BEHANDLUNGSMODUS I-ANZEIGELAMPE (I)** beginnt zu blinken und leuchtet kurz darauf permanent.
- Ihr Reju ist einsatzbereit.
- Berühren Sie mit der **BEHANDLUNGSFLÄCHE** Ihre Haut. Das **LED-Licht** schaltet sich automatisch ein.
- Bewegen Sie den Reju **APPLIKATOR** mit leichtem Druck langsam und in kreisenden Bewegungen über die Haut. Die Temperatur der **BEHANDLUNGSFLÄCHE** steigt allmählich an.
- Behandeln Sie jeden Bereich ca. 5 bis 7 Minuten.
- Es wird empfohlen, nach jeder Behandlung eine kleine Menge Feuchtigkeitscreme auf die behandelten Bereiche aufzutragen und kreisförmig einzumassieren.



## De eerste behandeling met Silk'n Reju

**De huid moet schoon, droog en vrij van poeder, gel of crème zijn.**

- Haal de Silk'n Reju APPLICATOR uit de houder op de **BASISEENHEID**.
- Druk op de **AAN/UIT-SCHAKELAAR**. Het groene **GEREED/BEHANDELINGSSTAND I - INDICATIELAMPJE (I)** begint te knipperen, en blijft korte tijd later continu branden.
- Uw Reju is klaar voor gebruik.
- Plaats het **BEHANDELINGSOPPERVLAK** op uw huid. De ledlamp wordt automatisch ingeschakeld.
- Oefen lichte druk uit terwijl u langzaam kleine ronddraaiende bewegingen maakt met de Reju APPLICATOR. De temperatuur van het **BEHANDELINGSOPPERVLAK** wordt langzaam verhoogd.
- Behandel elk gedeelte van de huid 5-7 minuten lang.
- U wordt aangeraden na elke behandeling een kleine hoeveelheid vochtinbrengende crème aan te brengen op de behandelde huid en deze voorzichtig met ronddraaiende bewegingen in te masseren.



  
**HomeSkinovations**

Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533  
Yokneam 20692, ISRAEL  
tel. +972-4-9097470, fax +972-4-9097471  
info@silkn.com, contact@silkn.com  
**www.silkn.com**



PB102102A